

UNE CALIBREUSE POUR FACILITER LE TRI DES ESCARGOTS VIVANTS

- ❖ Trier les escargots en sortie de parcs, directement après le ramassage.
- ❖ Les escargots passent entre les rouleaux en fonction de leur taille.
- ❖ Les escargots glissent entre 2 rouleaux. L'écartement entre les 2 rouleaux augmente. Les petits passent donc en premier et sont recueillis dans un seau. Les plus gros avancent un peu plus et sont recueillis dans le seau suivant, et ainsi de suite.
- ❖ La rotation des rouleaux est lente. Elle est utilisée pour diriger la coquille de l'escargot.
- ❖ Les coquilles sont orientées en douceur.



- ❖ Les escargots triés sont récupérés par des toboggans en bâche souple. Ils tombent dans les seaux.
- ❖ Possibilité d'obtenir 3 calibres, à paramétrer selon l'écartement des 4 rouleaux.

- ❖ Rendement de 100 Kg par heure.
- ❖ Efficace, silencieuse, et robuste.



Conçue et fabriquée en Franche Comté.



LE GASTÉROPOTE

